

Kunduppgifter

Avsändare

Kundnummer

Företag/Inst

Avdelning

Kontaktperson

Adress

Postnummer Ort.....

Tel Fax

E-post

Datum: Beställningsnummer från kund
(Beställnings id, referenskod, ref.nr.)

Dekontamineringsförklaring från kund

Jag intygar härmed att de insända pipetterna är fria från radioaktiv, mikrobiologisk och kemisk förorening, och kan hanteras av VWR servicepersonal utan fara för hälsa och miljö.

Datum: Underskrift:

Fyll i formuläret och skicka det tillsammans med dina pipetter till:

GODSADRESS: VWR INTERNATIONAL AB | Pipettservice | Domnarvsgatan 2B Port 11 | 163 53 Spånga

Prislista VWR pipettservice

Enkanal



Kod	Kalibreringstyp	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
10	VWR Eco	390,-	455,-	
11	VWR Classic	465,-	550,-	
11a	VWR Pro			655,-
12	VWR Repair Cost*	310,-	310,-	310,-
13	VWR Compliant GLP-4	665,-	725,-	775,-
15	VWR Compliant GLP-10			920,-

Multikanal, 4 och 8 kanaler



Kod	Kalibreringstyp	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)**
21	VWR Classic	785,-	975,-	
21a	VWR Pro			1 150,-
22	VWR Repair Cost*	480,-	480,-	480,-
23	VWR Compliant GLP-4		1 335,-	1 545,-
25	VWR Compliant GLP-10			1 830,-

Multikanal, 12 och 16 kanaler

Kod	Kalibreringstyp	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
31	VWR Classic	940,-	1120,-	
31a	VWR Pro			1 290,-
32	VWR Repair Cost*	480,-	480,-	480,-
33	VWR Compliant GLP-4		1 520,-	1 675,-
35	VWR Compliant GLP-10			2 030,-

Beskrivning av kalibreringsmetod:

VWR Eco	Underhållsservice och kalibrering med 4 mätningar per volym.
VWR Classic	Underhållsservice och kalibrering 10 mätningar per volym, 5 mätningar per volym för multikanalpipetter.
VWR Pro	Underhållsservice och kalibrering med 10 mätningar per volym för alla pipettmodeller
VWR Repair Cost*	Reparation. Kostnader för reservdelar tillkommer.
VWR Compliant GLP-4	Förkalibrering 4 mätningar per volym, underhållsservice och efterkalibrering 10 mätningar per volym.
VWR Compliant GLP-10	Förkalibrering 10 mätningar per volym, underhållsservice och efterkalibrering 10 mätningar per volym.

* Exkl. reservdelar

** ISO 8655 kalibrering kräver 3 volymer och 10 mätningar



Information om pipetten/önskad tjänst

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fabrikat/Modell:												
Volum, µl:												
Serienummer:												
Kodnr. (se prislista):												
Antal volym 1-3 (se prislista):												
Felbeskrivning:												
• suger inte upp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• droppar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• volyminställning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• spetsavkastare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentarer:

.....

.....

.....

Vi använder endast original- pipettspetsar från Thermo Scientific, Eppendorf, Biohit och Brand. Önskas det att pipetten ska kalibreras med andra spetsar, ska dessa bifogas.

Kostnadsförslag önskas

