

Pipettservice 2019

Beställningsblankett för pipettkalibrering



Kunduppgifter

AVSÄNDARE

KUNDNUMMER

FÖRETAG/INST

AVDELNING

KONTAKTPERSON

ADRESS

POSTNUMMER

ORT

TEL

FAX

E-POST

DATUM:

EV. BESTÄLLNINGNUMMER

DEKONTAMINERINGSFÖRKLARING FRÅN KUND

Jag intygar härmed att de insända pipetterna är fria från radioaktiv, mikrobiologisk och kemisk förorening, och kan hanteras av Equipment Services personal utan fara för hälsa och miljö.

DATUM:

UNDERSKRIFT:

Fyll i formuläret och skicka det tillsammans med dina pipetter till:

GODSADRESS: Avantor Services | Pipettservice | Domnarvsgatan 2B, Port 11 | 163 53 Spånga

Prislista Pipettservice



ENKANAL

Kod	Kalibreringstyp	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
10	VWR Eco	390,-	455,-	
11	VWR Classic	465,-	550,-	
11a	VWR Pro			655,-
12	VWR Repair Cost*	310,-	310,-	310,-
13	VWR Compliant GLP-4	665,-	725,-	775,-
15	VWR Compliant GLP-10			955,-

MULTIKANAL, 4 OCH 8 KANALER

Kod	Kalibreringstyp	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)**
21	VWR Classic	785,-	975,-	
21a	VWR Pro			1 150,-
22	VWR Repair Cost*	480,-	480,-	480,-
23	VWR Compliant GLP-4		1 335,-	1 545,-
25	VWR Compliant GLP-10			1 895,-



MULTIKANAL, 12 OCH 16 KANALER

Kod	Kalibreringstyp	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
31	VWR Classic	940,-	1 120,-	
31a	VWR Pro			1 340,-
32	VWR Repair Cost*	480,-	480,-	480,-
33	VWR Compliant GLP-4		1 520,-	1 675,-
35	VWR Compliant GLP-10			2 030,-

BESKRIVNING AV KALIBRERINGSMETOD:

Eco	Underhållsservice och kalibrering med 4 mätningar per volym.
Classic	Underhållsservice och kalibrering 10 mätningar per volym, 5 mätningar per volym för multikanalpipetter.
Pro	Underhållsservice och kalibrering med 10 mätningar per volym för alla pipettmodeller
Repair Cost*	Reparation. Kostnader för reservdelar tillkommer.
Compliant GLP-4	Förkalibrering 4 mätningar per volym, underhållsservice och efterkalibrering 10 mätningar per volym.
Compliant GLP-10	Förkalibrering 10 mätningar per volym, underhållsservice och efterkalibrering 10 mätningar per volym.

* Exkl. reservdelar

** ISO 8655 kalibrering kräver 3 volymer och 10 mätningar

KOMMENTARER:

Vi använder endast original- pipettspetsar från Thermo Scientific, Eppendorf, Biohit och Brand.
 Önskas det att pipetten ska kalibreras med andra spetsar, ska dessa bifogas.

Kostnadsförslag önskas

Pipettservice

INFORMATION OM PIPETTEN/ÖNSKAD TJÄNST

	1	2	3	4	5	6	7	8
Fabrikat/Modell:								
Volum, µl:								
Serienummer:								
Kodnr. (se prislista):								
Antal volym 1-3 (se prislista):								
Felbeskrivning:								
• suger inte upp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• droppar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• volyminställning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• spetsavkastare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



VWR International AB
 163 94 Stockholm
 Tel.: +46 (0) 8 621 34 00
 pipettservice.se@vwr.com