

# Pipettservice 2022

Beställningsblankett för pipettkalibrering



# Kunduppgifter

AVSÄNDARE

KUNDNUMMER

---

FÖRETAG/INST

---

AVDELNING

---

KONTAKTPERSON

---

LEVERANSADRESS

---

POSTNUMMER

ORT

---

TEL

FAX

---

E-POST

---

DATUM:

FAKTURAREFERENS

---

## DEKONTAMINERINGSFÖRKLARING FRÅN KUND

Jag intygar härmed att de insända pipetterna är fria från radioaktiv, mikrobiologisk och kemisk förorening, och kan hanteras av Equipment Services personal utan fara för hälsa och miljö.

## RISKLASS:

Om instrumentet har varit i kontakt med smittämnen, vilken riskklass skulle du bedöma att instrumentet tillhör? (för vidare information vänligen se AFS 2018:4)

1.  2.  3.  4.  N/A

DATUM:

UNDERSKRIFT:

---

Fyll i formuläret som ska **appliceras på utsidan** av försändelsen. Skicka pipetterna till:

**GODSADRESS: Avantor Services** | Pipettservice | Domnarvsgatan 2B, Port 11 | 163 53 Spånga

## Prislista Pipettservice



### ENKANAL

Kod	Kalibreringstyp	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)**
10	VWR Eco	425,-	500,-	
11	VWR Classic	510,-	606,-	
11a	VWR Pro			717,-
12	VWR Repair Cost*	340,-	340,-	340,-
13	VWR Compliant GLP-4	717,-	797,-	849,-
15	VWR Compliant GLP-10	862,-	955,-	1 060,-

### MULTIKANAL, 4 OCH 8 KANALER

Kod	Kalibreringstyp	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)**
21	VWR Classic	861,-	1 090,-	
21a	VWR Pro			1 270,-
22	VWR Repair Cost*	526,-	526,-	526,-
23	VWR Compliant GLP-4	1 170,-	1 480,-	1 700,-
25	VWR Compliant GLP-10	1 530,-	1 640,-	2 090,-



### MULTIKANAL, 12 OCH 16 KANALER

Kod	Kalibreringstyp	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)**
31	VWR Classic	1 030,-	1 240,-	
31a	VWR Pro			1 490,-
32	VWR Repair Cost*	526,-	526,-	526,-
33	VWR Compliant GLP-4	1 300,-	1 670,-	1 850,-
35	VWR Compliant GLP-10	1 670,-	1 800,-	2 240,-

### BESKRIVNING AV KALIBRERINGSMETOD:

Eco	Underhållsservice och kalibrering med 4 mätningar per volym.
Classic	Underhållsservice och kalibrering 10 mätningar per volym, 5 mätningar per volym för multikanalpipetter.
Pro	Underhållsservice och kalibrering med 10 mätningar per volym för alla pipettmodeller
Repair Cost*	Reparation. Kostnader för reservdelar tillkommer.
Compliant GLP-4	Förkalibrering 4 mätningar per volym, underhållsservice och efterkalibrering 10 mätningar per volym.
Compliant GLP-10	Förkalibrering 10 mätningar per volym, underhållsservice och efterkalibrering 10 mätningar per volym.

\* Exkl. reservdelar

\*\* ISO 8655 kalibrering kräver 3 volymer och 10 mätningar

## KOMMENTARER:

---



---



---

Vi använder endast original- pipettspetsar från Thermo Scientific, Eppendorf, Biohit och Brand.  
 Önskas det att pipetten ska kalibreras med andra spetsar, ska dessa bifogas.

Kostnadsförslag önskas

## Pipettservice

### INFORMATION OM PIPETTEN/ÖNSKAD TJÄNST

	1	2	3	4	5	6	7	8
Fabrikat/Modell:								
Volum, µl:								
Serienummer:								
Kodnr. (se prislista):								
Antal volym 1-3 (se prislista):								
Akrediterad kalibrering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felbeskrivning:								
• suger inte upp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• droppar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• volyminställning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• spetsavkastare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**VWR International AB**  
 163 94 Stockholm  
 Tel: +46 (0) 8 621 34 00  
 pipettservice.se@vwr.com

